

# ΣΟΒΑΡΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

## Διαβαθμισμένη απώλεια αίματος ανάλογα το βάρος του σώματος

Βάρος μητέρας (kg)	Εκτιμώμενος ολικός όγκος αίματος	15% απώλεια αίματος (ml)	30% απώλεια αίματος (ml)	40% απώλεια αίματος (ml)
50	5000	750	1500	2000
60	6000	900	1800	2400
70	7000	1050	2100	2800
80	8000	1200	2400	3200

## Κλινικά σημεία καταπληξίας σε συνάρτηση με τον απολεσθέντα όγκο αίματος

Απώλεια αίματος	Κλινικά σημεία	Βαθμός καταπληξίας
10%	Ήπια ταχυκαρδία, Φυσιολογική ΑΠ	Αντισταθμιζόμενος
15%	Ταχυκαρδία >100bpm Υπόταση ΣΑΠ 80-90mmHg Ταχύπνοια >20 αναπνοές/λεπτό Ωχρότητα/εφίδρωση, αδυναμία, ζάλη, δίψα	Ήπιος
30%	Ταχυκαρδία >120bpm Υπόταση ΣΑΠ 60-80mmHg Ταχύπνοια >30 αναπνοές/λεπτό Ωχρότητα, κολλώδες κρύο δέρμα Ολιγουρία <30ml/h, ανησυχία, σύγχυση	Μέτριος
40%	Ταχυκαρδία >140bpm ή Βραδυκαρδία <60bpm Υπόταση ΣΑΠ <70mmHg Ταχύπνοια >30 αναπνοές/λεπτό Ωχρότητα, κολλώδες κρύο δέρμα, περιφερική κυάνωση Ανουρία, σύγχυση, απώλεια συνείδησης, κατάρριψη	Σοβαρός

## ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ

<p>Ο αρχηγός της ομάδας / ο κλινικός / η μαία φωνάζει «κόκκινος κωδικός» όταν:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•ΣΑΠ &lt; 90 mmHg</li> <li>•Ασθενής μη ανταποκρινόμενη στα υγρά</li> <li>•Υποπτευόμενη ή επιβεβαιωμένη μαζική αιμορραγία</li> </ul>	<p>Πρόσθετες πληροφορίες</p> <p>Η φιάλη αίματος πριν χρησιμοποιηθεί ελέγχεται η επικέτα της</p> <p>Η πλήρης διασταύρωση αίματος απαιτεί 40 λεπτά</p> <p>Μετά τη διασταύρωση αίματος η χρήση φιάλης ομάδας Ο μεταπίπτει σε χρήση φιάλης συμβατής ομάδας με την ασθενή</p>
<p>Άμεση ενημέρωση αιμοδοσίας</p> <p>Αίτημα για 1 φιάλη συμπυκνωμένα ερυθρά</p> <p>Στείλτε άτομο να παραλάβει τη φιάλη</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Εάν άμεση ανάγκη μετάγγισης χρήση φιάλης αίματος ομάδας Ο</li> <li>•Στείλτε δείγμα αίματος στο εργαστήριο για: ομάδα/διασταύρωση, γενική αίματος, έλεγχο πήκτικότητας</li> </ul>	
<p>Εάν η αιμορραγία εμμένει ζητήστε 2<sup>η</sup> φιάλη, πλάσμα, αιμοπετάλια και παράγοντες πήξης</p> <p>Χορηγήστε επιπλέον προϊόντα εάν:</p> <p>Αιμοπετάλια &lt;80 – 1 μονάδα αιμοπετάλια</p> <p>Αιμοπετάλια &lt;30 – 2 μονάδες αιμοπετάλια</p> <p>Ινωδογόνο &lt;1,5g/L – 2 δόσεις παραγόντων πήξης</p> <p>APTT/PT &gt;1,5 – 4 μονάδες πλάσμα</p> <p>Εάν η αιμορραγία επιμένει καλέστε αιματολόγο</p>	<p>Πλάσμα, αιμοπετάλια και παράγοντες πήξης:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Διασταυρωμένο πλάσμα απαιτεί 30 λεπτά</li> <li>•Τα αιμοπετάλια μπορούν να χορηγηθούν άμεσα</li> <li>•Οι παράγοντες πήξης χρειάζονται 30 λεπτά απόψυξης</li> </ul>